



## Produktspezifikation

**V-Monovette® Urin, Borsäure, 10 ml, Verschluss grün, (LxØ): 100 x 15 mm, 50 Stück/Beutel**

**Seite 1**



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	11.2453.001
Artikelbeschreibung	V-Monovette® Urin, Borsäure, Nennvolumen: 10 ml, Borsäure, Vakuumsystem für den geschlossenen Urintransfer, (LxØ): 100 x 15 mm, transparent, Nennmarkierung, Material: PET, Membranstopfen, Verschluss grün, mit Papieretikett, steril, 50 Stück/Beutel

### Produkteigenschaften

Art der Entnahme	Vakuum
Art der Präparierung	Borsäure
Präparierungskonzentration	15 mg/ml
Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	grün
Graduierung	Nennmarkierung
Verschluss	Membranstopfen
Verschlussart	Eindrückstopfen
Lichtschutz	nein
Anwendungsbereich	Vakuumsystem für den geschlossenen Urintransfer
Bodenform	Rundboden

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-05-06

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



## Produktspezifikation

**V-Monovette®** Urin, Borsäure, 10 ml, Verschluss  
grün, (LxØ): 100 x 15 mm, 50 Stück/Beutel

Seite 2

Arbeitsvolumen 10 ml

### Maße

Nennvolumen 10 ml  
Durchmesser 15 mm  
Länge mit Verschluss 106 mm  
Länge ohne Verschluss 100 mm

### Material & Farben

Material des Produktes Polyethylenterephthalat (PET)  
Farbe des Produktes transparent  
Material des Verschlusses High Density Polyethylen (HD-PE)  
Farbe des Verschlusses grün  
Material der Membrane Gummi  
Material der Röhre Polyethylenterephthalat (PET)

### Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE  
CE-Zertifizierung CE  
Reinheitsstandard steril  
Sterilisation Gammabestrahlung  
Sicherheitsdatenblatt ja  
Chargiert ja

### Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 500  
Kleinste Unterverpackung Beutel  
Stück pro Innenkarton 50  
Stück pro Umkarton 500  
Stück pro Palette 22000  
Tiefe des Umkartons 503 mm  
Breite des Umkartons 375 mm  
Höhe des Umkartons 155 mm  
Volumen des Umkartons 0,0292 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0091 kg  
Gewicht des Umkartons 5,02 kg  
EAN des Innenkartons 4038917263429

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-05-06

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



## Produktspezifikation

**V-Monovette® Urin, Borsäure, 10 ml, Verschluss  
grün, (LxØ): 100 x 15 mm, 50 Stück/Beutel**

**Seite 3**

EAN des Umkartons

4038917431903

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-05-06

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**