



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	14.1205.100
Artikelbeschreibung	Multi-Adapter, Luer-Lock, Anschluss: Luer-Lock, für S-Monovette®, 1 Stück/Blister, 100 Stück/Karton, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei

Produkteigenschaften

Ausführung	Luer-Lock
Passend für	S-Monovette®
Anschluss	Luer-Lock

Maße

Länge des Produktes	47 mm
---------------------	-------

Material & Farben

Material des Produktes	Polyethylen (PE)/Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Farbe des Produktes	transluzent

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei
Sterilisation	Gammabestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	80000
Tiefe des Innenkartons	268 mm
Breite des Innenkartons	81 mm
Höhe des Innenkartons	71 mm
Tiefe des Umkartons	373 mm
Breite des Umkartons	178 mm
Höhe des Umkartons	287 mm
Volumen des Umkartons	0,0191 cbm
Gewicht des Produktes	0,0021 kg
Gewicht des Umkartons	3,11 kg
EAN des Innenkartons	4038917126700
EAN des Umkartons	4038917020817

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

