



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	14.1207
Artikelbeschreibung	Blutkultur-Adapter LongNeck, für schmalen Flaschenhals, Membranschraubkappe montiert, Anschluss: Blutkulturflasche, für Verwendung mit (Safety)-Multifly® -Kanüle, 1 Stück/Blister, 50 Stück/Karton, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei

Produkteigenschaften

Ausführung	Membranschraubkappe montiert
Passend für	Verwendung mit (Safety)-Multifly® -Kanüle
Anschluss	Blutkulturflasche

Maße

Durchmesser der Öffnung	19 mm
Länge des Produktes	74 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für
dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor,
Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige
Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In-vitro Diagnostikum (IVD)
CE-Zertifizierung	CE - Herstellerselbsterklärung
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	250
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	250
Stück pro Palette	9000
Tiefe des Innenkartons	350 mm
Breite des Innenkartons	110 mm
Höhe des Innenkartons	170 mm
Tiefe des Umkartons	578 mm
Breite des Umkartons	368 mm
Höhe des Umkartons	195 mm
Volumen des Umkartons	0,0415 cbm
Gewicht des Produktes	0,0041 kg
Gewicht des Umkartons	2,14 kg
EAN des Innenkartons	4038917364188
EAN des Umkartons	4038917364171

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

