



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|---|
| Bestellnummer | 14.1209 |
| Artikelbeschreibung | Blutkultur-Adapter Universal, für breiten und schmalen Flaschenhals, Membran-Adapter montiert, Anschluss: Blutkulturflasche, für Verwendung mit (Safety)-Multifly® -Kanüle, 1 Stück/Blister, 20 Stück/Karton, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei |

Produkteigenschaften

| | |
|-------------|---|
| Ausführung | Membran-Adapter montiert |
| Passend für | Verwendung mit (Safety)-Multifly® -Kanüle |
| Anschluss | Blutkulturflasche |

Maße

| | |
|-------------------------|-------|
| Durchmesser der Öffnung | 38 mm |
| Länge des Produktes | 84 mm |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für
dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor,
Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige
Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung CE
Reinheitsstandard steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei
Sterilisation Elektronenbestrahlung
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 100
Kleinste Unterverpackung Blister
Stück pro Innenkarton 20
Stück pro Umkarton 100
Stück pro Palette 3600
Tiefe des Umkartons 578 mm
Breite des Umkartons 368 mm
Höhe des Umkartons 195 mm
Volumen des Umkartons 0,0415 cbm
Gewicht des Produktes 0,0079 kg
Gewicht des Umkartons 1,94 kg
EAN des Innenkartons 4038917354776
EAN des Umkartons 4038917354769

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

