



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	51.1638.945
Artikelbeschreibung	Safety-Multifly® -BKF-Set, Kanüle (ØxL): 21G x 3/4", Codierungsfarbe: grün, Schlauchlänge: 200 mm, Blutkultur-Adapter-Set, Setbestandteile: 1 Safety-Multifly® -Kanüle 21G mit langem Schlauch DEHP-frei (REF 85.1638.235) und 1 Blutkultur-Adapter Universal (REF 14.1209), 1 Stück/Blister, steril

Produkteigenschaften

Ausführung	Blutkultur-Adapter-Set
Codierung Farbe	grün
Safety-Produkt	ja
Anschluss	Blutkulturflasche

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Maße

Durchmesser der Kanüle (außen)	21 G / 0,8 mm
Durchmesser des Schlauches	2,3 mm
Länge der Kanüle	19 mm
Länge Schlauch	200 mm

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	Medizinprodukt
Reinheitsstandard	steril
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	50
Art der Innenverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Karton	50
Stück pro Palette	2100
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	378 mm
Höhe des Umkartons	235 mm
Volumen des Umkartons	0,0345 cbm
Gewicht des Produktes	0,0118 kg
Gewicht des Umkartons	1,42 kg
EAN des Innenkartons	4038917357470
EAN des Umkartons	4038917357463

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

