


# Produktspezifikation S-Monovette® Kanüle, 21G x 1", grün, 1 Stück/Blister

Seite 1



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer 85.1373

Artikelbeschreibung S-Monovette® Kanüle, Kanüle (ØxL): 21G x 1",

21 G / 0,8 mm

Codierungsfarbe: grün, 1 Stück/Blister, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, 100 Stück/Karton

### Produkteigenschaften

Codierung Farbe grün Safety-Produkt nein

Anschluss Membranschraubkappe

Maße

Durchmesser der Kanüle

(außen)

Länge der Kanüle 25,4 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





## Produktspezifikation S-Monovette® Kanüle, 21G x 1", grün, 1 Stück/Blister

Seite 2

### Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie Medizinprodukt CE-Zertifizierung CE 0124 (DEKRA)

Reinheitsstandard steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei

Sterilisation Gammabestrahlung

Pyrogenfreiheit ja Chargiert ja

#### Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1000 Kleinste Unterverpackung Blister Stück pro Innenkarton 100 Stück pro Umkarton 1000 Stück pro Palette 78000 Tiefe des Innenkartons 268 mm Breite des Innenkartons 111 mm Höhe des Innenkartons 71 mm Tiefe des Umkartons 373 mm Breite des Umkartons 233 mm Höhe des Umkartons 290 mm Volumen des Umkartons 0.0252 cbm Gewicht des Produktes 0,0017 kg Gewicht des Umkartons 2,92 kg

EAN des Innenkartons 4038917086387 EAN des Umkartons 4038917004930

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

