



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	85.1638.200
Artikelbeschreibung	Safety-Multifly® -Kanüle, Kanüle (ØxL): 21G x 3/4", Codierungsfarbe: grün, Schlauchlänge: 200 mm, mit Multi-Adapter, Führungshülse abschraubbar, DEHP-frei, 1 Stück/Blister, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, 120 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Ausführung	Multi-Adapter, Führungshülse abschraubbar
Codierung Farbe	grün
Safety-Produkt	ja
Anschluss	Membranschraubkappe

Maße

Durchmesser der Kanüle (außen)	21 G / 0,8 mm
Durchmesser des Schlauches	2,3 mm
Länge der Kanüle	19 mm
Länge Schlauch	200 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.



Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	Medizinprodukt (MD)
CE-Zertifizierung	CE0124 - DEKRA
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei
Sterilisation	Gassterilisation
Pyrogenfreiheit	ja
Weichmacher	DEHP-frei
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	480
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	120
Stück pro Umkarton	480
Stück pro Palette	20640
Tiefe des Innenkartons	224 mm
Breite des Innenkartons	214 mm
Höhe des Innenkartons	171 mm
Tiefe des Umkartons	442 mm
Breite des Umkartons	358 mm
Höhe des Umkartons	240 mm
Volumen des Umkartons	0,038 cbm
Gewicht des Produktes	0,004 kg
Gewicht des Umkartons	3,66 kg
EAN des Innenkartons	4038917423885
EAN des Umkartons	4038917423595

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

