



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	85.1640.205
Artikelbeschreibung	Safety-Multifly® -Kanüle, Kanüle (ØxL): 23G x 3/4", Codierungsfarbe: blau, Schlauchlänge: 80 mm, mit Multi-Adapter, DEHP-frei, 1 Stück/Blister, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, 120 Stück/Karton
PZN-Nummer	6797532

Produkteigenschaften

Ausführung	Multi-Adapter
Codierung Farbe	blau
Safety-Produkt	ja
Anschluss	Membranschraubkappe

Maße

Durchmesser der Kanüle (außen)	23 G / 0,6 mm
Durchmesser des Schlauches	2,3 mm
Länge der Kanüle	19 mm
Länge Schlauch	80 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	Medizinprodukt
CE-Zertifizierung	CE 0124 (DEKRA)
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei
Sterilisation	Gassterilisation
Pyrogenfreiheit	ja
Weichmacher	DEHP-frei
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	480
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	120
Stück pro Umkarton	480
Stück pro Palette	20640
Tiefe des Innenkartons	224 mm
Breite des Innenkartons	214 mm
Höhe des Innenkartons	171 mm
Tiefe des Umkartons	442 mm
Breite des Umkartons	358 mm
Höhe des Umkartons	240 mm
Volumen des Umkartons	0,038 cbm
Gewicht des Produktes	0,0033 kg
Gewicht des Umkartons	3,31 kg
EAN des Innenkartons	4038917423960
EAN des Umkartons	4038917423670

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

