



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	85.1640.935
Artikelbeschreibung	Safety-Multifly® -Kanüle, Kanüle (ØxL): 23G x 3/4", Codierungsfarbe: blau, Schlauchlänge: 200 mm, mit Kanülenhalter montiert, DEHP-frei, 1 Stück/Blister, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, 25 Stück/Karton
PZN-Nummer	6797488

Produkteigenschaften

Ausführung	Kanülenhalter montiert
Codierung Farbe	blau
Safety-Produkt	ja
Anschluss	Membranschraubkappe

Maße

Durchmesser der Kanüle (außen)	23 G
Durchmesser des Schlauches	2,3 mm
Länge der Kanüle	19 mm
Länge Schlauch	200 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	Medizinprodukt (MD)
CE-Zertifizierung	CE0124 - DEKRA
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei
Sterilisation	Gassterilisation
Pyrogenfreiheit	ja
Weichmacher	DEHP-frei
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	10000
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	25
Stück pro Umkarton	100
Stück pro Palette	7200
Tiefe des Innenkartons	260 mm
Breite des Innenkartons	125 mm
Höhe des Innenkartons	120 mm
Tiefe des Umkartons	533 mm
Breite des Umkartons	263 mm
Höhe des Umkartons	140 mm
Volumen des Umkartons	0,0196 cbm
Gewicht des Produktes	0,0052 kg
Gewicht des Umkartons	1,38 kg
EAN des Innenkartons	4038917423410
EAN des Umkartons	4038917423403

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

