

### **Produktspezifikation**

### Probenröhre, Lithium Heparin LH, 10 ml, Verschluss orange, (LxØ): 95 x 16,8 mm, mit Druck

Seite 1



## Artikelbeschreibung

Bestellnummer 26.369

Artikelbeschreibung Probenröhre, Nennvolumen: 10 ml, Verschluss orange,

Präparierung: Lithium-Heparin, Eindrückstopfen, (LxØ): 95 x

16,8 mm, Rundboden, mit Druck, 100 Stück/Beutel

## Produkteigenschaften

Art der Präparierung Lithium-Heparin Präparierungskonzentration 16 IE/ml Blut

Farbcode EU

Etikett / Druck mit Druck
Farbe Druck/Etikett orange
Graduierung ja

VerschlussartEindrückstopfenBodenformRundbodenZentrifugation empfohlen2000 x gZentrifugationszeit10 Min

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.



**SARSTEDT** 



# **Produktspezifikation**

#### Probenröhre, Lithium Heparin LH, 10 ml, Verschluss orange, (LxØ): 95 x 16,8 mm, mit Druck

Seite 2

#### Maße

Nennvolumen 10 ml
Durchmesser 16,8 mm
Länge des Produktes 95 mm
Länge ohne Verschluss 95 mm

#### **Material & Farben**

Farbe des Produktes transparent

Material des Verschlusses Low Density Polyethylen (LD-PE)

Farbe des Verschlusses orange

Material der Röhre Polypropylen (PP)

### Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE

CE-Zertifizierung CE Chargiert ja

#### Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1000 Kleinste Unterverpackung Beutel Stück pro Innenkarton 100 Stück pro Umkarton 1000 Stück pro Palette 30000 Tiefe des Umkartons 398 mm Breite des Umkartons 398 mm Höhe des Umkartons 340 mm Volumen des Umkartons 0.0539 cbm Gewicht des Produktes 0,0066 kg Gewicht des Umkartons 7,28 kg

EAN des Innenkartons 4038917081344 EAN des Umkartons 4038917000482

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

