



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	32.311.001
Artikelbeschreibung	Probenröhre, Nennvolumen: 4,4 ml, Verschluss braun, Präparierung: Gerinnungsaktivator / Gel, Eindrückstopfen, (LxØ): 75 x 13 mm, Rundboden, mit Papieretikett, 100 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Art der Präparierung	Gerinnungsaktivator / Gel
Farbcode	EU/ISO
Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	braun
Graduierung	Nennmarkierung
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Rundboden
Zentrifugation empfohlen	2500 x g
Zentrifugationszeit	10 Min

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

Nennvolumen	4,4 ml
Durchmesser	13 mm
Länge des Produktes	75 mm
Länge ohne Verschluss	75 mm

### **Material & Farben**

Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Verschlusses	braun
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	64000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	298 mm
Höhe des Umkartons	215 mm
Volumen des Umkartons	0,0255 cbm
Gewicht des Produktes	0,0043 kg
Gewicht des Umkartons	4,69 kg
EAN des Innenkartons	4038917105262
EAN des Umkartons	4038917010412

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

