



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	36.338.100
Artikelbeschreibung	Probenröhre, Nennvolumen: 4 ml, Verschluss violett, Präparierung: K3 EDTA, Eindrückstopfen, (LxØ): 75 x 12 mm, Rundboden, mit Papieretikett, 100 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Art der Präparierung	K3 EDTA
Präparierungskonzentration	1,6 mg/ml Blut
Farbcode	EU
Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	violett
Graduierung	Nennmarkierung
Verschluss	Übergriffstopfen
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Rundboden

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Nennvolumen	4 ml
Durchmesser	12 mm
Länge des Produktes	75 mm
Länge ohne Verschluss	75 mm

Material & Farben

Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Verschlusses	violett
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	50000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	2000
Stück pro Palette	60000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	340 mm
Volumen des Umkartons	0,0539 cbm
Gewicht des Produktes	0,0034 kg
Gewicht des Umkartons	7,48 kg
EAN des Innenkartons	4038917105545
EAN des Umkartons	4038917010658

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

