

Produktspezifikation

Probenröhre, EDTA K3E, 3 ml, Verschluss rot, (LxØ): 82 x 11,5 mm, mit Papieretikett

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 47.556.001

Artikelbeschreibung Probenröhre, Nennvolumen: 3 ml, Verschluss rot,

> Präparierung: K3 EDTA, Schraubverschluss, (LxØ): 82 x 11,5 mm, Spitzboden mit Stehrand, mit Papieretikett, 100

Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Art der Präparierung K3 EDTA Präparierungskonzentration 1,6 mg/ml Blut

Farbcode EU

Etikett / Druck mit Papieretikett

Farbe Druck/Etikett

Nennmarkierung Graduierung Verschlussart Schraubverschluss

Bodenform Spitzboden mit Stehrand

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation

Probenröhre, EDTA K3E, 3 ml, Verschluss rot, (LxØ): 82 x 11,5 mm, mit Papieretikett

Seite 2

Maße

Nennvolumen 3 ml Durchmesser 11,5 mm

Länge des Produktes 82 mm Länge ohne Verschluss 66 mm

Material & Farben

Farbe des Produktes transparent

Material des Verschlusses High Density Polyethylen (HD-PE)

Farbe des Verschlusses rot

Material der Röhre Polypropylen (PP)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung IATA, ADR

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE

CE-Zertifizierung CE Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 2000 Kleinste Unterverpackung Beutel Stück pro Innenkarton 100 Stück pro Umkarton 2000 Stück pro Palette 72000 Tiefe des Umkartons 398 mm Breite des Umkartons 398 mm Höhe des Umkartons 300 mm Volumen des Umkartons 0,0475 cbm Gewicht des Produktes 0,0028 kg Gewicht des Umkartons 6,37 kg

EAN des Innenkartons 4038917113274 EAN des Umkartons 4038917013956

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

