

Produktspezifikation

S-Monovette® Serum CAT, 7,5 ml, Verschluss weiß, (LxØ): 92 x 15 mm, mit Papieretikett

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 01.1601.001

Artikelbeschreibung S-Monovette® Serum CAT, Präparierung:

Gerinnungsaktivator, 7,5 ml, Membranschraubkappe,

Verschluss weiß, Farbcode EU, (LxØ) ohne Verschluss: 92

x 15 mm, mit Papieretikett, Etikett/Druck: weiß, 50

Stück/Karton, steril

Produkteigenschaften

Art der Entnahme venös

Art der Präparierung Gerinnungsaktivator

Farbcode EU

Etikett / Druck mit Papieretikett

Farbe Druck/Etikett weiß


Graduierung Nennmarkierung

Verschluss Membranschraubkappe Verschlussart Schraubverschluss

Zentrifugation empfohlen 2000 x g Zentrifugationstemperatur 20

Zentrifugationszeit 10 Min

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.







Produktspezifikation

S-Monovette® Serum CAT, 7,5 ml, Verschluss weiß, (LxØ): 92 x 15 mm, mit Papieretikett

Seite 2

Flüssigkeitsdicht ja

Anschluss Membranschraubkappe

Maße

Nennvolumen 7,5 ml
Durchmesser 15 mm
Länge mit Verschluss 108 mm
Länge ohne Verschluss 92 mm
Länge mit Verschluss und 129 mm

Stange

Material & Farben

Farbe des Produktes transparent

Material des Verschlusses High Density Polyethylen (HD-PE)

Farbe des Verschlusses weiß Material der Membrane Gummi

Material der Röhre Polypropylen (PP)

Material des Kolbens High Density Polyethylen (HD-PE)

Material der Kolbenstange Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung IATA, ADR

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE

CE-Zertifizierung CE Reinheitsstandard steril

Sterilisation Elektronenbestrahlung

Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 500 Kleinste Unterverpackung Karton Stück pro Innenkarton 50 500 Stück pro Umkarton Stück pro Palette 32000 Tiefe des Innenkartons 189 mm Breite des Innenkartons 134 mm Höhe des Innenkartons 82 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation

S-Monovette® Serum CAT, 7,5 ml, Verschluss weiß, (LxØ): 92 x 15 mm, mit Papieretikett

Seite 3

Tiefe des Umkartons 400 mm
Breite des Umkartons 144 mm
Höhe des Umkartons 440 mm
Volumen des Umkartons 0,0253 cbm
Gewicht des Produktes 0,0084 kg
Gewicht des Umkartons 5,04 kg

EAN des Innenkartons 4038917131575 EAN des Umkartons 4038917023788

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

