



Produktspezifikation

S-Monovette® Serum CAT, 7,5 ml, Verschluss weiß, (LxØ): 92 x 15 mm, mit Kunststoffetikett

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	01.1601
Artikelbeschreibung	S-Monovette® Serum CAT, Präparierung: Gerinnungsaktivator, 7,5 ml, Membranschraubkappe, Verschluss weiß, Farbcode EU, (LxØ) ohne Verschluss: 92 x 15 mm, mit Kunststoffetikett, Etikett/Druck: transparent/weiß, 50 Stück/Karton, steril

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	venös
Art der Präparierung	Gerinnungsaktivator
Farbcode	EU
Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett
Farbe Druck/Etikett	transparent/weiß
Graduierung	Nennmarkierung
Verschluss	Membranschraubkappe
Verschlussart	Schraubverschluss
Zentrifugation empfohlen	2000 x g
Zentrifugationstemperatur	20
Zentrifugationszeit	10 Min

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-02

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Flüssigkeitsdicht ja
Anschluss Membranschraubkappe

Maße

Nennvolumen 7,5 ml
Durchmesser 15 mm
Länge mit Verschluss 108 mm
Länge ohne Verschluss 92 mm
Länge mit Verschluss und Stange 129 mm

Material & Farben

Farbe des Produktes transparent
Material des Verschlusses High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses weiß
Material der Membrane Gummi
Material der Röhre Polypropylen (PP)
Material des Kolbens High Density Polyethylen (HD-PE)
Material der Kolbenstange Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung IATA, ADR
Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung CE
Reinheitsstandard steril
Sterilisation Elektronenbestrahlung
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 500
Kleinste Unterverpackung Karton
Stück pro Innenkarton 50
Stück pro Umkarton 500
Stück pro Palette 32000
Tiefe des Innenkartons 189 mm
Breite des Innenkartons 134 mm
Höhe des Innenkartons 82 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
S-Monovette® Serum CAT, 7,5 ml, Verschluss weiß, (LxØ): 92 x 15 mm, mit Kunststoffetikett

Seite 3

Tiefe des Umkartons	400 mm
Breite des Umkartons	144 mm
Höhe des Umkartons	440 mm
Volumen des Umkartons	0,0253 cbm
Gewicht des Produktes	0,0084 kg
Gewicht des Umkartons	5,02 kg
EAN des Innenkartons	4038917087193
EAN des Umkartons	4038917005661

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-02

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT