

Produktspezifikation

S-Monovette® Lithium Heparin LH, flüssig, 7,5 ml, Verschluss grün, (LxØ): 92 x 15 mm, mit Papieretikett

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 01.1608.100

Artikelbeschreibung S-Monovette® Lithium Heparin LH, flüssig, Präparierung:

Lithium-Heparin, flüssig, 7,5 ml, Membranschraubkappe, Verschluss grün, Farbcode ISO, (LxØ) ohne Verschluss: 92

x 15 mm, mit Papieretikett, Etikett/Druck: grün, 50

Stück/Karton, steril

Produkteigenschaften

Art der Entnahme venös

Art der Präparierung Lithium-Heparin, flüssig

Präparierungskonzentration 19 IE/ml Blut

Farbcode ISO

Etikett / Druck mit Papieretikett

Farbe Druck/Etikett grün

Graduierung Nennmarkierung

Verschluss Membranschraubkappe Verschlussart Schraubverschluss

Zentrifugation empfohlen 2000 x g

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation

S-Monovette[®] Lithium Heparin LH, flüssig, 7,5 ml, Verschluss grün, (LxØ): 92 x 15 mm, mit Papieretikett

Seite 2

Zentrifugationstemperatur 20 Zentrifugationszeit 10 Min Flüssigkeitsdicht ja

Anschluss Membranschraubkappe

Maße

Nennvolumen 7,5 ml
Durchmesser 15 mm
Länge mit Verschluss 108 mm
Länge ohne Verschluss 92 mm
Länge mit Verschluss und 129 mm

Stange

Material & Farben

Farbe des Produktes transparent

Material des Verschlusses High Density Polyethylen (HD-PE)

Farbe des Verschlusses grün Material der Membrane Gummi

Material der Röhre Polypropylen (PP)

Material des Kolbens High Density Polyethylen (HD-PE)

Material der Kolbenstange Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung IATA, ADR

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE

CE-Zertifizierung CE Reinheitsstandard steril

Sterilisation Elektronenbestrahlung

Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 500
Kleinste Unterverpackung Karton
Stück pro Innenkarton 50
Stück pro Umkarton 500
Stück pro Palette 32000

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation

S-Monovette[®] Lithium Heparin LH, flüssig, 7,5 ml, Verschluss grün, (LxØ): 92 x 15 mm, mit Papieretikett

Seite 3

Tiefe des Innenkartons 189 mm Breite des Innenkartons 134 mm Höhe des Innenkartons 82 mm Tiefe des Umkartons 440 mm Breite des Umkartons 400 mm Höhe des Umkartons 129 mm Volumen des Umkartons 0,0227 cbm Gewicht des Produktes 0,0076 kg Gewicht des Umkartons 4,64 kg

EAN des Innenkartons 4038917132084 EAN des Umkartons 4038917024181

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

