



## Produktspezifikation

**S-Monovette® EDTA Gel K2E, 7,5 ml, Verschluss rot, (LxØ): 92 x 15 mm, mit Papieretikett**

**Seite 1**



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	01.1621.001
Artikelbeschreibung	S-Monovette® EDTA Gel K2E, Präparierung: K2 EDTA Gel, 7,5 ml, Membranschraubkappe, Verschluss rot, Farbcode EU, (LxØ) ohne Verschluss: 92 x 15 mm, mit Papieretikett, Etikett/Druck: rot/braun, 50 Stück/Karton, steril

### Produkteigenschaften

Art der Entnahme	venös
Art der Präparierung	K2 EDTA Gel
Präparierungskonzentration	1,6 mg/ml Blut
Farbcode	EU
Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	rot/braun
Graduierung	Nennmarkierung
Verschluss	Membranschraubkappe
Verschlussart	Schraubverschluss
Zentrifugation empfohlen	2500 x g
Zentrifugationstemperatur	20
Zentrifugationszeit	10 Min

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-05-22

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



## Produktspezifikation

**S-Monovette® EDTA Gel K2E, 7,5 ml, Verschluss rot, (LxØ): 92 x 15 mm, mit Papieretikett**

**Seite 2**

Flüssigkeitsdicht ja  
Anschluss Membranschraubkappe

### Maße

Nennvolumen 7,5 ml  
Durchmesser 15 mm  
Länge mit Verschluss 108 mm  
Länge ohne Verschluss 92 mm  
Länge mit Verschluss und Stange 129 mm

### Material & Farben

Farbe des Produktes transparent  
Material des Verschlusses High Density Polyethylen (HD-PE)  
Farbe des Verschlusses rot  
Material der Membrane Gummi  
Material der Röhre Polypropylen (PP)  
Material des Kolbens High Density Polyethylen (HD-PE)  
Material der Kolbenstange Polystyrol (PS)

### Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung IATA, ADR  
Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE  
CE-Zertifizierung CE  
Reinheitsstandard steril  
Sterilisation Elektronenbestrahlung  
Chargiert ja

### Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 500  
Kleinste Unterverpackung Karton  
Stück pro Innenkarton 50  
Stück pro Umkarton 500  
Stück pro Palette 24000  
Tiefe des Innenkartons 189 mm  
Breite des Innenkartons 134 mm  
Höhe des Innenkartons 82 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-05-22

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



**Produktspezifikation**  
**S-Monovette® EDTA Gel K2E, 7,5 ml, Verschluss rot, (LxØ): 92 x 15 mm, mit Papieretikett**

**Seite 3**

Tiefe des Umkartons	440 mm
Breite des Umkartons	400 mm
Höhe des Umkartons	129 mm
Volumen des Umkartons	0,0227 cbm
Gewicht des Produktes	0,0087 kg
Gewicht des Umkartons	5,21 kg
EAN des Innenkartons	4038917312707
EAN des Umkartons	4038917312691

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-05-22

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**