



Produktspezifikation

**S-Monovette® RNA Exact, max. 2,4 ml,
Verschluss grün, (LxØ): 100 x 15 mm, mit
Papieretikett**

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	01.2048.001
Artikelbeschreibung	S-Monovette® RNA Exact, Präparierung: RNA-Stabilisator, max. 2,4 ml, Membranschraubkappe, Verschluss grün, (LxØ) ohne Verschluss: 100 x 15 mm, mit Papieretikett, Etikett/Druck: grün, 20 Stück/Karton, steril

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	venös
Art der Präparierung	RNA-Stabilisator
Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	grün
Verschluss	Membranschraubkappe
Verschlussart	Schraubverschluss
Flüssigkeitsdicht	ja
Anschluss	Membranschraubkappe

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-06

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

**S-Monovette® RNA Exact, max. 2,4 ml,
Verschluss grün, (LxØ): 100 x 15 mm, mit
Papieretikett**

Seite 2

Maße

Volumen max	2,4 ml
Durchmesser	15 mm
Länge mit Verschluss	116 mm
Länge ohne Verschluss	100 mm
Länge mit Verschluss und Stange	136 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	grün
Material der Membrane	Gummi
Material der Röhre	Polypropylen (PP)
Material des Kolbens	High Density Polyethylen (HD-PE)
Material der Kolbenstange	Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA, ADR
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	20
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	20
Stück pro Umkarton	80
Stück pro Palette	8640
Tiefe des Innenkartons	184 mm
Breite des Innenkartons	141 mm
Höhe des Innenkartons	83 mm
Tiefe des Umkartons	402 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-06

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

**S-Monovette® RNA Exact, max. 2,4 ml,
Verschluss grün, (LxØ): 100 x 15 mm, mit
Papieretikett**

Seite 3

Breite des Umkartons	297 mm
Höhe des Umkartons	100 mm
Volumen des Umkartons	0,0119 cbm
Gewicht des Produktes	0,0149 kg
Gewicht des Umkartons	1,86 kg
EAN des Innenkartons	4038917550475
EAN des Umkartons	4038917550468

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-06

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT