



Produktspezifikation

**S-Monovette® Serum CAT, 9 ml, Verschluss weiß,
(LxØ): 92 x 16 mm, mit Kunststoffetikett**

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	02.1063
Artikelbeschreibung	S-Monovette® Serum CAT, CAT, Präparierung: Gerinnungsaktivator, 9 ml, Membranschraubkappe, Verschluss weiß, Farbcode EU, (LxØ) ohne Verschluss: 92 x 16 mm, mit Kunststoffetikett, Etikett/Druck: transparent/weiß, 50 Stück/Karton, steril

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	venös
Art der Präparierung	Gerinnungsaktivator
Farbcode	EU
Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett
Farbe Druck/Etikett	transparent/weiß
Graduierung	Nennmarkierung
Verschluss	Membranschraubkappe
Verschlussart	Schraubverschluss
Zentrifugation empfohlen	2000 x g
Zentrifugationstemperatur	20
Zentrifugationszeit	10 Min

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für
dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor,
Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige
Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-02

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

**S-Monovette® Serum CAT, 9 ml, Verschluss weiß,
(LxØ): 92 x 16 mm, mit Kunststoffetikett**

Seite 2

Flüssigkeitsdicht	ja
Anschluss	Membranschraubkappe

Maße

Nennvolumen	9 ml
Durchmesser	16 mm
Länge mit Verschluss	108 mm
Länge ohne Verschluss	92 mm
Länge mit Verschluss und Stange	129 mm

Material & Farben

Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	weiß
Material der Membrane	Gummi
Material der Röhre	Polypropylen (PP)
Material des Kolbens	High Density Polyethylen (HD-PE)
Material der Kolbenstange	Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA, ADR
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	24000
Tiefe des Innenkartons	204 mm
Breite des Innenkartons	134 mm
Höhe des Innenkartons	88 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-02

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

**S-Monovette® Serum CAT, 9 ml, Verschluss weiß,
(LxØ): 92 x 16 mm, mit Kunststoffetikett**

Seite 3

Tiefe des Umkartons	648 mm
Breite des Umkartons	303 mm
Höhe des Umkartons	150 mm
Volumen des Umkartons	0,0295 cbm
Gewicht des Produktes	0,0088 kg
Gewicht des Umkartons	5,33 kg
EAN des Innenkartons	4038917085212
EAN des Umkartons	4038917003902

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-02

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT