

Produktspezifikation

S-Monovette® Ammonium Heparin AH, 9 ml, Verschluss blau, (LxØ): 92 x 16 mm, mit Papieretikett Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 02.1064.001

Artikelbeschreibung S-Monovette® Ammonium Heparin AH, Präparierung:

Ammonium-Heparin, 9 ml, Membranschraubkappe,

Verschluss blau, Farbcode EU, (LxØ) ohne Verschluss: 92 x

16 mm, mit Papieretikett, Etikett/Druck: weiß, 50

Stück/Karton, steril

Produkteigenschaften

Art der Entnahme venös

Art der Präparierung Ammonium-Heparin

Präparierungskonzentration 16 IE/ml Blut

Farbcode EU

Etikett / Druck mit Papieretikett

Farbe Druck/Etikett weiß

Graduierung Nennmarkierung

Verschluss Membranschraubkappe Verschlussart Schraubverschluss

Zentrifugation empfohlen 2000 x g

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation

S-Monovette® Ammonium Heparin AH, 9 ml, Verschluss blau, (LxØ): 92 x 16 mm, mit Papieretikett

Seite 2

Zentrifugationstemperatur 20 Zentrifugationszeit 10 Min Flüssigkeitsdicht ja

Anschluss Membranschraubkappe

Maße

Nennvolumen 9 ml
Durchmesser 16 mm
Länge mit Verschluss 108 mm
Länge ohne Verschluss 92 mm
Länge mit Verschluss und 129 mm

Stange

Material & Farben

Farbe des Produktes transparent

Material des Verschlusses High Density Polyethylen (HD-PE)

Farbe des Verschlusses blau Material der Membrane Gummi

Material der Röhre Polypropylen (PP)

Material des Kolbens High Density Polyethylen (HD-PE)

Material der Kolbenstange Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung IATA, ADR

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE

CE-Zertifizierung CE Reinheitsstandard steril

Sterilisation Elektronenbestrahlung

Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 500
Kleinste Unterverpackung Karton
Stück pro Innenkarton 50
Stück pro Umkarton 500
Stück pro Palette 24000

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation

S-Monovette® Ammonium Heparin AH, 9 ml, Verschluss blau, (LxØ): 92 x 16 mm, mit Papieretikett Seite 3

Tiefe des Innenkartons 204 mm Breite des Innenkartons 134 mm Höhe des Innenkartons 88 mm Tiefe des Umkartons 648 mm Breite des Umkartons 303 mm Höhe des Umkartons 150 mm Volumen des Umkartons 0,0295 cbm Gewicht des Produktes 0,0088 kg Gewicht des Umkartons 5,35 kg

EAN des Innenkartons 4038917125116 EAN des Umkartons 4038917019767

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

