

### **Produktspezifikation**

S-Monovette® EDTA K3E, 4 ml, Verschluss violett, (LxØ): 75 x 15 mm, mit Papieretikett

Seite 1



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer 03.1068.100

Artikelbeschreibung S-Monovette® EDTA K3E, Präparierung: K3 EDTA, 4 ml,

Membranschraubkappe, Verschluss violett, Farbcode ISO, (LxØ) ohne Verschluss: 75 x 15 mm, mit Papieretikett,

Etikett/Druck: violett, 50 Stück/Karton, steril

## Produkteigenschaften

Art der Entnahme venös
Art der Präparierung K3 EDTA
Präparierungskonzentration 1,6 mg/ml Blut

Farbcode ISO

Etikett / Druck mit Papieretikett

Farbe Druck/Etikett violett

Graduierung Nennmarkierung

Verschluss Membranschraubkappe Verschlussart Schraubverschluss

Flüssigkeitsdicht ja

Anschluss Membranschraubkappe

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.



### **Produktspezifikation**

S-Monovette® EDTA K3E, 4 ml, Verschluss violett, (LxØ): 75 x 15 mm, mit Papieretikett

### Seite 2

#### Maße

Nennvolumen 4 ml
Durchmesser 15 mm
Länge mit Verschluss 91 mm
Länge ohne Verschluss 75 mm
Länge mit Verschluss und 112 mm

Stange

#### **Material & Farben**

Farbe des Produktes transparent

Material des Verschlusses High Density Polyethylen (HD-PE)

Farbe des Verschlusses violett Material der Membrane Gummi

Material der Röhre Polypropylen (PP)

Material des Kolbens High Density Polyethylen (HD-PE)

Material der Kolbenstange Polystyrol (PS)

### Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung IATA, ADR

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE

CE-Zertifizierung CE Reinheitsstandard steril

Sterilisation Elektronenbestrahlung

Chargiert ja

## Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 500 Kleinste Unterverpackung Karton Stück pro Innenkarton 50 Stück pro Umkarton 500 Stück pro Palette 34000 Tiefe des Innenkartons 189 mm Breite des Innenkartons 117 mm Höhe des Innenkartons 82 mm Tiefe des Umkartons 440 mm Breite des Umkartons 400 mm Höhe des Umkartons 129 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





# **Produktspezifikation**

S-Monovette® EDTA K3E, 4 ml, Verschluss violett, (LxØ): 75 x 15 mm, mit Papieretikett

Seite 3

Volumen des Umkartons 0,0227 cbm Gewicht des Produktes 0,0062 kg Gewicht des Umkartons 3,93 kg

EAN des Innenkartons 4038917125260 EAN des Umkartons 4038917019880

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

