



Produktspezifikation

**S-Monovette® Lithium Heparin LH, 2,6 ml,
Verschluss orange, (LxØ): 65 x 13 mm, mit
Kunststoffetikett**

Seite 1



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|---|
| Bestellnummer | 04.1906 |
| Artikelbeschreibung | S-Monovette® Lithium Heparin LH, Präparierung: Lithium-Heparin, 2,6 ml, Membranschraubkappe, Verschluss orange, Farbcode EU, (LxØ) ohne Verschluss: 65 x 13 mm, mit Kunststoffetikett, Etikett/Druck: transparent/orange, 50 Stück/Karton, steril |

Produkteigenschaften

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Art der Entnahme | venös |
| Art der Präparierung | Lithium-Heparin |
| Präparierungskonzentration | 20 IE/ml Blut |
| Farbcode | EU |
| Etikett / Druck | mit Kunststoffetikett |
| Farbe Druck/Etikett | transparent/orange |
| Graduierung | Nennmarkierung |
| Verschluss | Membranschraubkappe |
| Verschlussart | Schraubverschluss |
| Zentrifugation empfohlen | 2000 x g |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-18

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

**S-Monovette® Lithium Heparin LH, 2,6 ml,
Verschluss orange, (LxØ): 65 x 13 mm, mit
Kunststoffetikett**

Seite 2

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Zentrifugationstemperatur | 20 |
| Zentrifugationszeit | 10 Min |
| Flüssigkeitsdicht | ja |
| Anschluss | Membranschraubkappe |

Maße

| | |
|------------------------------------|--------|
| Nennvolumen | 2,6 ml |
| Durchmesser | 13 mm |
| Länge mit Verschluss | 81 mm |
| Länge ohne Verschluss | 65 mm |
| Länge mit Verschluss und Stange | 102 mm |

Material & Farben

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Farbe des Produktes | transparent |
| Material des Verschlusses | High Density Polyethylen (HD-PE) |
| Farbe des Verschlusses | orange |
| Material der Membrane | Gummi |
| Material der Röhre | Polypropylen (PP) |
| Material des Kolbens | High Density Polyethylen (HD-PE) |
| Material der Kolbenstange | Polystyrol (PS) |

Reinheit & Zertifizierung

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Entspricht der Anforderung | IATA, ADR |
| Produktkategorie | In vitro-Diagnostikum, CE |
| CE-Zertifizierung | CE |
| Reinheitsstandard | steril |
| Sterilisation | Elektronenbestrahlung |
| Chargiert | ja |

Verpackung

| | |
|-----------------------------|--------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 500 |
| Kleinste Unterverpackung | Karton |
| Stück pro Innenkarton | 50 |
| Stück pro Umkarton | 500 |
| Stück pro Palette | 42000 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-18

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

**S-Monovette® Lithium Heparin LH, 2,6 ml,
Verschluss orange, (LxØ): 65 x 13 mm, mit
Kunststoffetikett**

Seite 3

| | |
|-------------------------|---------------|
| Tiefe des Innenkartons | 171 mm |
| Breite des Innenkartons | 105 mm |
| Höhe des Innenkartons | 73 mm |
| Tiefe des Umkartons | 388 mm |
| Breite des Umkartons | 358 mm |
| Höhe des Umkartons | 125 mm |
| Volumen des Umkartons | 0,0174 cbm |
| Gewicht des Produktes | 0,0043 kg |
| Gewicht des Umkartons | 2,84 kg |
| EAN des Innenkartons | 4038917088008 |
| EAN des Umkartons | 4038917006163 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-18

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT