



Produktspezifikation

**S-Monovette® PFA, Citrat 9NC 0.129 mol/l 3,8%
gepuffert, 3,8 ml, Verschluss hellblau, (LxØ): 65 x
13 mm, mit Papieretikett**

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	04.1910.001
Artikelbeschreibung	S-Monovette® PFA, Citrat 9NC 0.129 mol/l 3,8% gepuffert, Präparierung: Tri-Natriumcitrat/Zitronensäure-Puffer-Lösung, 3,8 ml, Membranschraubkappe, Verschluss hellblau, Farbcode ISO, (LxØ) ohne Verschluss: 65 x 13 mm, mit Papieretikett, Etikett/Druck: hellblau, 50 Stück/Karton, steril

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	venös
Art der Präparierung	Tri-Natriumcitrat/Zitronensäure-Puffer-Lösung
Präparierungskonzentration	0,129 mol/l pH 5,5
Farbcode	ISO
Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	hellblau
Graduierung	Nennmarkierung
Verschluss	Membranschraubkappe
Verschlussart	Schraubverschluss

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-12

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

**S-Monovette® PFA, Citrat 9NC 0.129 mol/l 3,8%
gepuffert, 3,8 ml, Verschluss hellblau, (LxØ): 65 x
13 mm, mit Papieretikett**

Seite 2

Flüssigkeitsdicht ja
Anschluss Membranschraubkappe

Maße

Nennvolumen 3,8 ml
Durchmesser 13 mm
Länge mit Verschluss 81 mm
Länge ohne Verschluss 65 mm
Länge mit Verschluss und
Stange 102 mm

Material & Farben

Farbe des Produktes transparent
Material des Verschlusses High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses hellblau
Material der Membrane Gummi
Material der Röhre Polypropylen (PP)
Material des Kolbens High Density Polyethylen (HD-PE)
Material der Kolbenstange Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung IATA, ADR
Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung CE
Reinheitsstandard steril
Sterilisation Elektronenbestrahlung
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 50
Kleinste Unterverpackung Karton
Stück pro Innenkarton 50
Stück pro Umkarton 500
Stück pro Palette 42000
Tiefe des Innenkartons 171 mm
Breite des Innenkartons 105 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-12

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

**S-Monovette® PFA, Citrat 9NC 0.129 mol/l 3,8%
gepuffert, 3,8 ml, Verschluss hellblau, (LxØ): 65 x
13 mm, mit Papieretikett**

Seite 3

Höhe des Innenkartons	73 mm
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	358 mm
Höhe des Umkartons	125 mm
Volumen des Umkartons	0,0174 cbm
Gewicht des Produktes	0,0045 kg
Gewicht des Umkartons	2,97 kg
EAN des Innenkartons	4038917134316
EAN des Umkartons	4038917025638

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-12

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT