



## Produktspezifikation

**S-Monovette® neutral Z, 4,9 ml, Verschluss weiß,  
(LxØ): 90 x 13 mm, mit Papieretikett**

**Seite 1**



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	04.1926.001
Artikelbeschreibung	S-Monovette® neutral Z, ohne Präparierung, 4,9 ml, Membranschraubkappe, Verschluss weiß, Farbcode ISO, (LxØ) ohne Verschluss: 90 x 13 mm, mit Papieretikett, Etikett/Druck: schwarz, 50 Stück/Karton, steril

### Produkteigenschaften

Art der Entnahme	venös
Art der Präparierung	ohne Präparierung
Farbcode	ISO
Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	schwarz
Graduierung	Nennmarkierung
Verschluss	Membranschraubkappe
Verschlussart	Schraubverschluss
Zentrifugation empfohlen	2000 x g
Zentrifugationstemperatur	20
Zentrifugationszeit	10 Min
Flüssigkeitsdicht	ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-05-13

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



**Produktspezifikation**  
**S-Monovette® neutral Z, 4,9 ml, Verschluss weiß,**  
**(LxØ): 90 x 13 mm, mit Papieretikett**

**Seite 2**

Anschluss Membranschraubkappe

**Maße**

Nennvolumen 4,9 ml  
Durchmesser 13 mm  
Länge mit Verschluss 106 mm  
Länge ohne Verschluss 90 mm  
Länge mit Verschluss und Stange 127 mm

**Material & Farben**

Farbe des Produktes transparent  
Material des Verschlusses High Density Polyethylen (HD-PE)  
Farbe des Verschlusses weiß  
Material der Membrane Gummi  
Material der Röhre Polypropylen (PP)  
Material des Kolbens High Density Polyethylen (HD-PE)  
Material der Kolbenstange Polystyrol (PS)

**Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung IATA, ADR  
Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE  
CE-Zertifizierung CE  
Reinheitsstandard steril  
Sterilisation Elektronenbestrahlung  
Chargiert ja

**Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 500  
Kleinste Unterverpackung Karton  
Stück pro Innenkarton 50  
Stück pro Umkarton 500  
Stück pro Palette 36000  
Tiefe des Innenkartons 171 mm  
Breite des Innenkartons 130 mm  
Höhe des Innenkartons 73 mm  
Tiefe des Umkartons 388 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-05-13

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



**Produktspezifikation**  
**S-Monovette® neutral Z, 4,9 ml, Verschluss weiß,**  
**(LxØ): 90 x 13 mm, mit Papieretikett**

**Seite 3**

Breite des Umkartons	358 mm
Höhe des Umkartons	150 mm
Volumen des Umkartons	0,0208 cbm
Gewicht des Produktes	0,0048 kg
Gewicht des Umkartons	3,18 kg
EAN des Innenkartons	4038917134422
EAN des Umkartons	4038917025683

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-05-13

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**