

#### **Produktspezifikation**

S-Monovette® Serum CAT, 4,9 ml, Verschluss weiß, (LxØ): 90 x 13 mm, mit Kunststoffetikett vorbarcodiert, pre-Barcode mit 8-stelligem eindeutigen Nummernkreis und 3-stelligem Präfix

Seite 1



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer 04.1934.088

Artikelbeschreibung S-Monovette<sup>®</sup> Serum CAT, Präparierung:

Gerinnungsaktivator, 4,9 ml, Membranschraubkappe,

Verschluss weiß, Farbcode EU, (LxØ) ohne Verschluss: 90 x 13 mm, mit Kunststoffetikett vorbarcodiert, pre-Barcode mit 8-stelligem eindeutigen Nummernkreis und 3-stelligem Präfix 001, Etikett/Druck: weiß/schwarz, 50 Stück/Karton,

steril

# Produkteigenschaften

Art der Entnahme venös

Art der Präparierung Gerinnungsaktivator


Farbcode EU

Etikett / Druck mit Kunststoffetikett vorbarcodiert

Farbe Druck/Etikett weiß/schwarz
Graduierung Nennmarkierung

Verschluss Membranschraubkappe

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.



Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.





#### **Produktspezifikation**

S-Monovette® Serum CAT, 4,9 ml, Verschluss weiß, (LxØ): 90 x 13 mm, mit Kunststoffetikett vorbarcodiert, pre-Barcode mit 8-stelligem eindeutigen Nummernkreis und 3-stelligem Präfix

Seite 2

Verschlussart Schraubverschluss

Zentrifugation empfohlen 2000 x g

Zentrifugationstemperatur 20 Zentrifugationszeit 10 Min Flüssigkeitsdicht ja

Anschluss Membranschraubkappe

Maße

Nennvolumen 4,9 ml
Durchmesser 13 mm
Länge mit Verschluss 106 mm
Länge ohne Verschluss 90 mm
Länge mit Verschluss und 127 mm

Stange

Material & Farben

Farbe des Produktes transparent

Material des Verschlusses High Density Polyethylen (HD-PE)

Farbe des Verschlusses weiß Material der Membrane Gummi

Material der Röhre Polypropylen (PP)

Material des Kolbens High Density Polyethylen (HD-PE)

Material der Kolbenstange Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung IATA, ADR

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE

CE-Zertifizierung CE Reinheitsstandard steril

Sterilisation Elektronenbestrahlung

Chargiert ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





#### **Produktspezifikation**

S-Monovette® Serum CAT, 4,9 ml, Verschluss weiß, (LxØ): 90 x 13 mm, mit Kunststoffetikett vorbarcodiert, pre-Barcode mit 8-stelligem eindeutigen Nummernkreis und 3-stelligem Präfix

Seite 3

## Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 20000 Kleinste Unterverpackung Karton Stück pro Innenkarton 50 Stück pro Umkarton 500 Stück pro Palette 36000 Tiefe des Innenkartons 171 mm Breite des Innenkartons 130 mm Höhe des Innenkartons 73 mm Tiefe des Umkartons 388 mm Breite des Umkartons 358 mm Höhe des Umkartons 150 mm Volumen des Umkartons 0,0208 cbm Gewicht des Produktes 0,0054 kg Gewicht des Umkartons 3,44 kg

EAN des Innenkartons 4038917932943 EAN des Umkartons 4038917932950

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

