



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	04.1935.001
Artikelbeschreibung	S-Monovette® Serum Gel CAT, Präparierung: Gerinnungsaktivator / Gel, 4,9 ml, Membranschraubkappe, Verschluss braun, Farbcode EU/ISO, (LxØ) ohne Verschluss: 90 x 13 mm, mit Papieretikett, Etikett/Druck: braun, 50 Stück/Karton, steril

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	venös
Art der Präparierung	Gerinnungsaktivator / Gel
Farbcode	EU/ISO
Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	braun
Graduierung	Nennmarkierung
Verschluss	Membranschraubkappe
Verschlussart	Schraubverschluss
Zentrifugation empfohlen	2500 x g
Zentrifugationszeit	10 Min
Flüssigkeitsdicht	ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Anschluss Membranschraubkappe

Maße

Nennvolumen 4,9 ml
Durchmesser 13 mm
Länge mit Verschluss 106 mm
Länge ohne Verschluss 90 mm
Länge mit Verschluss und
Stange 127 mm

Material & Farben

Farbe des Produktes transparent
Material des Verschlusses High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses braun
Material der Membrane Gummi
Material der Röhre Polypropylen (PP)
Material des Kolbens High Density Polyethylen (HD-PE)
Material der Kolbenstange Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung IATA, ADR
Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung CE
Reinheitsstandard steril
Sterilisation Elektronenbestrahlung
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 500
Kleinste Unterverpackung Karton
Stück pro Innenkarton 50
Stück pro Umkarton 500
Stück pro Palette 36000
Tiefe des Innenkartons 171 mm
Breite des Innenkartons 130 mm
Höhe des Innenkartons 73 mm
Tiefe des Umkartons 388 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
**S-Monovette® Serum Gel CAT, 4,9 ml, Verschluss
braun, (LxØ): 90 x 13 mm, mit Papieretikett**

Seite 3

Breite des Umkartons	358 mm
Höhe des Umkartons	150 mm
Volumen des Umkartons	0,0208 cbm
Gewicht des Produktes	0,0058 kg
Gewicht des Umkartons	3,64 kg
EAN des Innenkartons	4038917134682
EAN des Umkartons	4038917025850

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-20

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT