



## Produktspezifikation

**S-Monovette® Fluorid/EDTA FE, 2,7 ml,  
Verschluss gelb, (LxØ): 66 x 11 mm, mit  
Kunststoffetikett**

**Seite 1**



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	05.1073
Artikelbeschreibung	S-Monovette® Fluorid/EDTA FE, Präparierung: Fluorid + EDTA, 2,7 ml, Membranschraubkappe, Verschluss gelb, Farbcode EU, (LxØ) ohne Verschluss: 66 x 11 mm, mit Kunststoffetikett, Etikett/Druck: transparent/gelb, 50 Stück/Karton, steril

### Produkteigenschaften

Art der Entnahme	venös
Art der Präparierung	Fluorid + EDTA
Präparierungskonzentration	1,0 mg/ml Blut + 1,2 mg/ml Blut
Farbcode	EU
Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett
Farbe Druck/Etikett	transparent/gelb
Graduierung	Nennmarkierung
Verschluss	Membranschraubkappe
Verschlussart	Schraubverschluss
Zentrifugation empfohlen	2000 x g

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-05-19

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



## Produktspezifikation

**S-Monovette® Fluorid/EDTA FE, 2,7 ml,  
Verschluss gelb, (LxØ): 66 x 11 mm, mit  
Kunststoffetikett**

**Seite 2**

Zentrifugationstemperatur	20
Zentrifugationszeit	9 Min
Flüssigkeitsdicht	ja
Anschluss	Membranschraubkappe

### Maße

Nennvolumen	2,7 ml
Durchmesser	11 mm
Länge mit Verschluss	82 mm
Länge ohne Verschluss	66 mm
Länge mit Verschluss und Stange	103 mm

### Material & Farben

Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	gelb
Material der Membrane	Gummi
Material der Röhre	Polypropylen (PP)
Material des Kolbens	High Density Polyethylen (HD-PE)
Material der Kolbenstange	Polystyrol (PS)

### Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA, ADR
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

### Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	56000

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-05-19

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



## Produktspezifikation

**S-Monovette® Fluorid/EDTA FE, 2,7 ml,  
Verschluss gelb, (LxØ): 66 x 11 mm, mit  
Kunststoffetikett**

**Seite 3**

Tiefe des Innenkartons	145 mm
Breite des Innenkartons	108 mm
Höhe des Innenkartons	63 mm
Tiefe des Umkartons	333 mm
Breite des Umkartons	303 mm
Höhe des Umkartons	125 mm
Volumen des Umkartons	0,0126 cbm
Gewicht des Produktes	0,0038 kg
Gewicht des Umkartons	2,46 kg
EAN des Innenkartons	4038917085274
EAN des Umkartons	4038917003971

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-05-19

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**