

Produktspezifikation

S-Monovette® EDTA K3E, 2,7 ml, Verschluss violett, (LxØ): 66 x 11 mm, mit Papieretikett

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 05.1167.100

Artikelbeschreibung S-Monovette® EDTA K3E, Präparierung: K3 EDTA, 2,7 ml,

Membranschraubkappe, Verschluss violett, Farbcode ISO, (LxØ) ohne Verschluss: 66 x 11 mm, mit Papieretikett,

Etikett/Druck: violett, 50 Stück/Karton, steril

Produkteigenschaften

Art der Entnahme venös
Art der Präparierung K3 EDTA
Präparierungskonzentration 1,6 mg/ml Blut

Farbcode ISO

Etikett / Druck mit Papieretikett

Farbe Druck/Etikett violett

Graduierung Nennmarkierung

Verschluss Membranschraubkappe Verschlussart Schraubverschluss

Flüssigkeitsdicht ja

Anschluss Membranschraubkappe

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.



Produktspezifikation

S-Monovette[®] EDTA K3E, 2,7 ml, Verschluss violett, (LxØ): 66 x 11 mm, mit Papieretikett

Seite 2

Maße

Nennvolumen 2,7 ml
Durchmesser 11 mm
Länge mit Verschluss 82 mm
Länge ohne Verschluss 66 mm
Länge mit Verschluss und 103 mm

Stange

Material & Farben

Farbe des Produktes transparent

Material des Verschlusses High Density Polyethylen (HD-PE)

Farbe des Verschlusses violett Material der Membrane Gummi

Material der Röhre Polypropylen (PP)

Material des Kolbens High Density Polyethylen (HD-PE)

Material der Kolbenstange Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung IATA, ADR

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE

CE-Zertifizierung CE Reinheitsstandard steril

Sterilisation Elektronenbestrahlung

Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 500 Kleinste Unterverpackung Karton Stück pro Innenkarton 50 Stück pro Umkarton 500 Stück pro Palette 56000 Tiefe des Innenkartons 145 mm Breite des Innenkartons 108 mm Höhe des Innenkartons 63 mm Tiefe des Umkartons 333 mm Breite des Umkartons 303 mm Höhe des Umkartons 125 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation

S-Monovette® EDTA K3E, 2,7 ml, Verschluss violett, (LxØ): 66 x 11 mm, mit Papieretikett

Seite 3

Volumen des Umkartons 0,0126 cbm Gewicht des Produktes 0,0039 kg Gewicht des Umkartons 2,47 kg

EAN des Innenkartons 4038917126236 EAN des Umkartons 4038917020510

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

