



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	06.1662.001
Artikelbeschreibung	S-Monovette® EDTA K3E, Präparierung: K3 EDTA, 1,2 ml, ohne Mischkugel, Membranschraubkappe, Verschluss rot, Farbcode EU, (LxØ) ohne Verschluss: 66 x 8 mm, mit Kunststoffetikett, Etikett/Druck: weiß/rot, 50 Stück/Karton, steril

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	venös
Art der Präparierung	K3 EDTA
Präparierungskonzentration	1,6 mg/ml Blut
Farbcode	EU
Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett
Farbe Druck/Etikett	weiß/rot
Graduierung	ja
Verschluss	Membranschraubkappe
Verschlussart	Schraubverschluss
Flüssigkeitsdicht	ja
Anschluss	Membranschraubkappe

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Nennvolumen	1,2 ml
Durchmesser	8 mm
Länge mit Verschluss	82 mm
Länge ohne Verschluss	66 mm
Länge mit Verschluss und Stange	103 mm

Material & Farben

Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	rot
Material der Membrane	Gummi
Material der Röhre	Polypropylen (PP)
Material des Kolbens	Gummi
Material der Kolbenstange	Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA, ADR
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	56000
Tiefe des Innenkartons	145 mm
Breite des Innenkartons	108 mm
Höhe des Innenkartons	63 mm
Tiefe des Umkartons	333 mm
Breite des Umkartons	303 mm
Höhe des Umkartons	125 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
S-Monovette® EDTA K3E, 1,2 ml, Verschluss rot,
(LxØ): 66 x 8 mm, mit Kunststoffetikett

Seite 3

Volumen des Umkartons	0,0126 cbm
Gewicht des Produktes	0,0031 kg
Gewicht des Umkartons	2,12 kg
EAN des Innenkartons	4038917259828
EAN des Umkartons	4038917259811

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-16

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT