



Produktspezifikation

**S-Monovette® Lithium Heparin Gel+ LH, 4,9 ml,
Verschluss grün, (LxØ): 90 x 13 mm, mit
Papieretikett**

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	04.1954.100
Artikelbeschreibung	S-Monovette® Lithium Heparin Gel+ LH, Präparierung: Lithium-Heparin Gel+, 4,9 ml, Membranschraubkappe, Verschluss grün, Farbcode ISO, (LxØ) ohne Verschluss: 90 x 13 mm, mit Papieretikett, Etikett/Druck: grün, 50 Stück/Karton, steril

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	venös
Art der Präparierung	Lithium-Heparin Gel+
Präparierungskonzentration	25 IE/ml Blut
Farbcode	ISO
Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	grün
Graduierung	Nennmarkierung
Verschluss	Membranschraubkappe
Verschlussart	Schraubverschluss
Zentrifugation empfohlen	2500 x g

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für
dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor,
Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige
Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-04-27

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

**S-Monovette® Lithium Heparin Gel+ LH, 4,9 ml,
Verschluss grün, (LxØ): 90 x 13 mm, mit
Papieretikett**

Seite 2

Zentrifugationstemperatur	20
Zentrifugationszeit	7 Min
Flüssigkeitsdicht	ja
Anschluss	Membranschraubkappe

Maße

Nennvolumen	4,9 ml
Durchmesser	13 mm
Länge mit Verschluss	106 mm
Länge ohne Verschluss	90 mm
Länge mit Verschluss und Stange	127 mm

Material & Farben

Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	grün
Material der Membrane	Gummi
Material der Röhre	Polypropylen (PP)
Material des Kolbens	High Density Polyethylen (HD-PE)
Material der Kolbenstange	Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA, ADR
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	36000

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation

**S-Monovette® Lithium Heparin Gel+ LH, 4,9 ml,
Verschluss grün, (LxØ): 90 x 13 mm, mit
Papieretikett**

Seite 3

Tiefe des Innenkartons	171 mm
Breite des Innenkartons	130 mm
Höhe des Innenkartons	73 mm
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	358 mm
Höhe des Umkartons	150 mm
Volumen des Umkartons	0,0208 cbm
Gewicht des Produktes	0,0057 kg
Gewicht des Umkartons	3,63 kg
EAN des Innenkartons	4038917522793
EAN des Umkartons	4038917522786

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-04-27

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT