



## Produktspezifikation

**S-Monovette® Citrat 9NC 0.106 mol/l 3,2%, 1,8 ml,  
Verschluss grün, (LxØ): 75 x 13 mm, mit  
Papieretikett**

**Seite 1**



### Artikelbeschreibung

|                     |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestellnummer       | 04.1955.001                                                                                                                                                                                                                                |
| Artikelbeschreibung | S-Monovette® Citrat 9NC 0.106 mol/l 3,2%, Präparierung:<br>Citrat 9NC, 1,8 ml, Membranschraubkappe, Verschluss<br>grün, Farbcode EU, (LxØ) ohne Verschluss: 75 x 13 mm,<br>mit Papieretikett, Etikett/Druck: grün, 50 Stück/Karton, steril |

### Produkteigenschaften

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Art der Entnahme           | venös               |
| Art der Präparierung       | Citrat 9NC          |
| Präparierungskonzentration | 0,106 mol/l         |
| Farbcode                   | EU                  |
| Etikett / Druck            | mit Papieretikett   |
| Farbe Druck/Etikett        | grün                |
| Graduierung                | Nennmarkierung      |
| Verschluss                 | Membranschraubkappe |
| Verschlussart              | Schraubverschluss   |
| Zentrifugation empfohlen   | 3000 x g            |
| Zentrifugationstemperatur  | 20                  |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für  
dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor,  
Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige  
Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-04-20

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



## Produktspezifikation

**S-Monovette® Citrat 9NC 0.106 mol/l 3,2%, 1,8 ml,  
Verschluss grün, (LxØ): 75 x 13 mm, mit  
Papieretikett**

**Seite 2**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Zentrifugationszeit | 10 Min              |
| Flüssigkeitsdicht   | ja                  |
| Anschluss           | Membranschraubkappe |

### Maße

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Nennvolumen                        | 1,8 ml |
| Durchmesser                        | 13 mm  |
| Länge mit Verschluss               | 91 mm  |
| Länge ohne Verschluss              | 75 mm  |
| Länge mit Verschluss und<br>Stange | 112 mm |

### Material & Farben

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Farbe des Produktes       | transparent                      |
| Material des Verschlusses | High Density Polyethylen (HD-PE) |
| Farbe des Verschlusses    | grün                             |
| Material der Membrane     | Gummi                            |
| Material der Röhre        | Polypropylen (PP)                |
| Material des Kolbens      | High Density Polyethylen (HD-PE) |
| Material der Kolbenstange | Polystyrol (PS)                  |

### Reinheit & Zertifizierung

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Entspricht der Anforderung | IATA, ADR                 |
| Produktkategorie           | In vitro-Diagnostikum, CE |
| CE-Zertifizierung          | CE                        |
| Reinheitsstandard          | steril                    |
| Sterilisation              | Elektronenbestrahlung     |
| Chargiert                  | ja                        |

### Verpackung

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 500    |
| Kleinste Unterverpackung    | Karton |
| Stück pro Innenkarton       | 50     |
| Stück pro Umkarton          | 500    |
| Stück pro Palette           | 39000  |
| Tiefe des Innenkartons      | 171 mm |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





## Produktspezifikation

**S-Monovette® Citrat 9NC 0.106 mol/l 3,2%, 1,8 ml,  
Verschluss grün, (LxØ): 75 x 13 mm, mit  
Papieretikett**

**Seite 3**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Breite des Innenkartons | 116 mm        |
| Höhe des Innenkartons   | 73 mm         |
| Tiefe des Umkartons     | 388 mm        |
| Breite des Umkartons    | 358 mm        |
| Höhe des Umkartons      | 135 mm        |
| Volumen des Umkartons   | 0,0188 cbm    |
| Gewicht des Produktes   | 0,0049 kg     |
| Gewicht des Umkartons   | 3,18 kg       |
| EAN des Innenkartons    | 4038917376808 |
| EAN des Umkartons       | 4038917376792 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-04-20

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**