



**Produktspezifikation**  
**S-Monovette® Hirudin, 1,6 ml, Verschluss**  
**dunkelgrün, (LxØ): 75 x 13 mm, mit Papieretikett**

**Seite 1**



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	04.1959.001
Artikelbeschreibung	S-Monovette® Hirudin, für Thrombozytenfunktionsdiagnostik auf ROCHE Multiplate®, Präparierung: Hirudin, 1,6 ml, Membranschraubkappe, Verschluss dunkelgrün, (LxØ) ohne Verschluss: 75 x 13 mm, mit Papieretikett, Etikett/Druck: dunkelgrün, 50 Stück/Karton, steril

### Produkteigenschaften

Art der Entnahme	venös
Art der Präparierung	Hirudin
Präparierungskonzentration	525 ATE Hirudin/ ml Blut
Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	dunkelgrün
Graduierung	Nennmarkierung
Verschluss	Membranschraubkappe
Verschlussart	Schraubverschluss
Anwendungsbeispiel	für Thrombozytenfunktionsdiagnostik auf ROCHE Multiplate®

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Ausgabedatum:  
2022-10-07

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



**Produktspezifikation**  
**S-Monovette® Hirudin, 1,6 ml, Verschluss**  
**dunkelgrün, (LxØ): 75 x 13 mm, mit Papieretikett**

**Seite 2**

Flüssigkeitsdicht ja  
Anschluss Membranschraubkappe

### Maße

Nennvolumen 1,6 ml  
Durchmesser 13 mm  
Länge mit Verschluss 91 mm  
Länge ohne Verschluss 75 mm  
Länge mit Verschluss und Stange 112 mm

### Material & Farben

Farbe des Produktes transparent  
Material des Verschlusses High Density Polyethylen (HD-PE)  
Farbe des Verschlusses dunkelgrün  
Material der Membrane Gummi  
Material der Röhre Polypropylen (PP)  
Material des Kolbens High Density Polyethylen (HD-PE)  
Material der Kolbenstange Polystyrol (PS)

### Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung IATA, ADR  
Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE  
CE-Zertifizierung CE  
Reinheitsstandard steril  
Sterilisation Elektronenbestrahlung  
Chargiert ja

### Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 50  
Art der Innenverpackung Karton  
Stück pro Innenkarton 50  
Stück pro Karton 500  
Stück pro Palette 39000  
Tiefe des Innenkartons 171 mm  
Breite des Innenkartons 116 mm  
Höhe des Innenkartons 73 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Ausgabedatum:  
2022-10-07

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



**Produktspezifikation**  
**S-Monovette® Hirudin, 1,6 ml, Verschluss**  
**dunkelgrün, (LxØ): 75 x 13 mm, mit Papieretikett**

**Seite 3**

Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	358 mm
Höhe des Umkartons	135 mm
Volumen des Umkartons	0,0188 cbm
Gewicht des Produktes	0,0047 kg
Gewicht des Umkartons	3,09 kg
EAN des Innenkartons	4038917376983
EAN des Umkartons	4038917376976

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Ausgabedatum:  
2022-10-07

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**