



Produktspezifikation
Monovette® Luer Lithium Heparin LH, 4,5 ml,
Verschluss grün, (LxØ): 92 x 11 mm, mit
Papieretikett

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	05.276.160
Artikelbeschreibung	Monovette® Luer Lithium Heparin LH, Präparierung: Lithium-Heparin LH, Nennvolumen: 4,5 ml, (LxØ): 92 x 11 mm, Luer-Schraubkappe, Verschluss grün, mit Papieretikett, Etikett/Druck: grün, venöse Blutentnahme bei Tieren, 100 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	venös
Art der Präparierung	Lithium-Heparin LH
Farbcode	ISO
Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	grün
Verschluss	Luer-Schraubkappe
Verschlussart	Schraubverschluss
Anwendungsbereich	venöse Blutentnahme bei Tieren
Zentrifugation empfohlen	2000 x g
Zentrifugationszeit	10 Min

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für
dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor,
Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige
Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-04-20

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

**Monovette® Luer Lithium Heparin LH, 4,5 ml,
Verschluss grün, (LxØ): 92 x 11 mm, mit
Papieretikett**

Seite 2

Anschluss Luer

Maße

Nennvolumen	4,5 ml
Durchmesser	11 mm
Höhe des Produktes	92 mm
Länge des Produktes	92 mm
Länge mit Verschluss	117 mm
Länge ohne Verschluss	92 mm
Länge mit Verschluss und Stange	127 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	grün
Material der Röhre	Polypropylen (PP)
Material des Kolbens	High Density Polyethylen (HD-PE)
Material der Kolbenstange	Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	100
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	36000
Volumen des Umkartons	0,0182 cbm
Gewicht des Produktes	0,0067 kg
Gewicht des Umkartons	3,6 kg
EAN des Innenkartons	4038917104784
EAN des Umkartons	4038917032162

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-04-20

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT