



### **Artikelbeschreibung**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Bestellnummer       | 51.5100.100  |
| Artikelbeschreibung | S-Monovette® POC Collect Kit, Verschluss grün, mit Papieretikett, Etikett / Druck: grün, Setbestandteile: 1 S-Monovette® 1,2 ml Lithium Heparin (grün), 1 POCT DISPENSER und 1 Multi-Adapter Luer-Lock |

### **Produkteigenschaften**

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Etikett / Druck     | mit Papieretikett |
| Farbe Druck/Etikett | grün              |

### **Material & Farben**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Farbe des Produktes    | transparent |
| Farbe des Verschlusses | grün        |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





### **Reinheit & Zertifizierung**

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Entspricht der Anforderung | IATA, ADR                 |
| Produktkategorie           | In-vitro Diagnostikum, CE |
| Chargiert                  | ja                        |

### **Verpackung**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 50            |
| Art der Innenverpackung     | Beutel        |
| Stück pro Innenkarton       | 1             |
| Stück pro Karton            | 50            |
| Stück pro Palette           | 4800          |
| Tiefe des Umkartons         | 348 mm        |
| Breite des Umkartons        | 278 mm        |
| Höhe des Umkartons          | 140 mm        |
| Volumen des Umkartons       | 0,0135 cbm    |
| Gewicht des Produktes       | 0,0091 kg     |
| Gewicht des Umkartons       | 0,86 kg       |
| EAN des Innenkartons        | 4038917398763 |
| EAN des Umkartons           | 4038917398756 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

