



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|--|
| Bestellnummer | 53.420 |
| Artikelbeschreibung | Ventil-Filter Seraplas® , V16, grün, für Trennung von Serum/Plasma von Blutkuchen/Blutzellen nach Zentrifugation, 100 Stück/Karton |

Produkteigenschaften

| | |
|-------------------|---|
| Anwendungsbereich | venöse Blutentnahme |
| Passend für | Trennung von Serum/Plasma von Blutkuchen/Blutzellen nach Zentrifugation |

Maße

| | |
|---------------------|-------|
| Länge des Produktes | 92 mm |
|---------------------|-------|

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation

Ventil-Filter Seraplas® , grün, für Trennung von Serum/Plasma von Blutkuchen/Blutzellen nach Zentrifugation

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Polyethylen (PE)
Farbe des Produktes grün

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Sicherheitsdatenblatt nein
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1000
Kleinste Unterverpackung Karton
Stück pro Innenkarton 100
Stück pro Umkarton 1000
Stück pro Palette 54000
Tiefe des Innenkartons 156 mm
Breite des Innenkartons 99 mm
Höhe des Innenkartons 130 mm
Tiefe des Umkartons 513 mm
Breite des Umkartons 328 mm
Höhe des Umkartons 150 mm
Volumen des Umkartons 0,0252 cbm
Gewicht des Produktes 0,0023 kg
Gewicht des Umkartons 2,98 kg
EAN des Innenkartons 4038917081498
EAN des Umkartons 4038917000581

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-04-30

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT