



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	53.428
Artikelbeschreibung	Ventil-Filter Seraplas® , V15, gelb, für Trennung von Serum/Plasma von Blutkuchen/Blutzellen nach Zentrifugation, 100 Stück/Karton

### **Produkteigenschaften**

Anwendungsbereich	venöse Blutentnahme
Passend für	Trennung von Serum/Plasma von Blutkuchen/Blutzellen nach Zentrifugation

### **Maße**

Länge des Produktes	92 mm
---------------------	-------

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**Ventil-Filter Seraplas® , gelb, für Trennung von Serum/Plasma von Blutkuchen/Blutzellen nach Zentrifugation**

**Seite 2**

**Material & Farben**

Material des Produktes Polyethylen (PE)  
Farbe des Produktes gelb

**Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Sicherheitsdatenblatt nein  
Chargiert nein

**Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 1000  
Kleinste Unterverpackung Karton  
Stück pro Innenkarton 100  
Stück pro Umkarton 1000  
Stück pro Palette 75000  
Tiefe des Innenkartons 140 mm  
Breite des Innenkartons 99 mm  
Höhe des Innenkartons 117 mm  
Tiefe des Umkartons 513 mm  
Breite des Umkartons 293 mm  
Höhe des Umkartons 140 mm  
Volumen des Umkartons 0,021 cbm  
Gewicht des Produktes 0,002 kg  
Gewicht des Umkartons 2,61 kg  
EAN des Innenkartons 4038917081528  
EAN des Umkartons 4038917000611

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-05-02

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**