



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 55.525.002
Artikelbeschreibung Röhre, Arbeitsvolumen: 5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, Material: PP, Rundboden, braun, Eindrückstopfen, geeignet für Microvette® und Micro-Probengefäße mit Schraubverschluss, 250 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung nein
Verschlussart Eindrückstopfen
Passend für Microvette® und Micro-Probengefäße mit Schraubverschluss
Bodenform Rundboden
Arbeitsvolumen 5 ml
Zentrifugation max (RZB) 5000 x g

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Durchmesser	13 mm
Länge des Produktes	75 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	braun

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	dicht bei 0,6 bar/10 min
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	2000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	250
Stück pro Umkarton	2000
Stück pro Palette	72000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	265 mm
Volumen des Umkartons	0,042 cbm
Gewicht des Produktes	0,0025 kg
Gewicht des Umkartons	5,57 kg
EAN des Innenkartons	4038917109147
EAN des Umkartons	4038917012355

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

