

Produktspezifikation

Schraubröhre, 2,5 ml, 2,5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, Zwischenboden konisch, Röhrenboden gerundet, PP, ohne Verschluss, 500 Stück/Stapelpackung

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 60.614.015

Artikelbeschreibung Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 2,5 ml, Nennvolumen: 2,5

ml, (LxØ): 75 x 13 mm, Zwischenboden konisch,

Röhrenboden gerundet, transparent, Material: PP, mit Skalierung, ohne Verschluss, 500 Stück/Stapelpackung,

2.000 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Graduierung ja

Bodenform Zwischenboden konisch, Röhrenboden gerundet

Arbeitsvolumen 2,5 ml

Maße

2.5 ml Nennvolumen Durchmesser 13 mm Höhe des Produktes 75 mm Länge des Produktes 75 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation

Schraubröhre, 2,5 ml, 2,5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, Zwischenboden konisch, Röhrenboden gerundet, PP, ohne Verschluss, 500 Stück/Stapelpackung

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)

Farbe des Produktes transparent

Material der Röhre Polypropylen (PP)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE

CE-Zertifizierung CE Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 2000

Kleinste Unterverpackung Stapelpackung

Stück pro Innenkarton 500 Stück pro Umkarton 2000 112000 Stück pro Palette Tiefe des Innenkartons 413 mm Breite des Innenkartons 76 mm Höhe des Innenkartons 189 mm Tiefe des Umkartons 428 mm Breite des Umkartons 383 mm Höhe des Umkartons 175 mm Volumen des Umkartons 0,0287 cbm Gewicht des Produktes 0,0024 kg Gewicht des Umkartons 5,57 kg

EAN des Innenkartons 4038917280044 EAN des Umkartons 4038917280037

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

