



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	62.503.210
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 6,5 ml, Ø: 13 mm, Rundboden, transparent, ohne Verschluss, mit Druck, Etikett/Druck: weiß, mit Skalierung, 500 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	weiß
Graduierung	ja
Lichtschutz	nein
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	6,5 ml
Zentrifugation max (RZB)	3000 x g

Maße

Durchmesser	13 mm
Höhe des Produktes	90 mm

Material & Farben

Farbe des Produktes	transparent
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Sicherheitsdatenblatt	nein
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	50000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	2000
Stück pro Palette	72000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	300 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Schraubröhre, 6,5 ml, Ø: 13 mm, mit Druck

Seite 2

Volumen des Umkartons	0,0475 cbm
Gewicht des Produktes	0,0027 kg
Gewicht des Umkartons	6,12 kg
EAN des Innenkartons	4038917429061
EAN des Umkartons	4038917429054

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-04

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT