




**Produktspezifikation**  
**Archivierungs-Schraubverschluss, hellblau,**  
**passend für Röhren Ø 15,3 mm**

**Seite 1**



**Artikelbeschreibung**

Bestellnummer 65.645  
Artikelbeschreibung Archivierungs-Schraubverschluss, hellblau, passend für Röhren Ø 15,3 mm, 1.000 Stück/Beutel

**Produkteigenschaften**

Verschluss flacher Verschluss  
Verschlussart Schraubverschluss  
Passend für Röhren Ø 15,3 mm

**Material & Farben**

Material des Produktes High Density Polyethylen (HD-PE)  
Farbe des Produktes hellblau  
Farbe des Verschlusses hellblau  
Material der Röhre Polystyrol (PS)

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-05-07

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



**Produktspezifikation**  
**Archivierungs-Schraubverschluss, hellblau,**  
**passend für Röhren Ø 15,3 mm**

**Seite 2**

**Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie                      kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert                                ja

**Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)    5000  
Kleinste Unterverpackung        Beutel  
Stück pro Innenkarton            1000  
Stück pro Umkarton                5000  
Stück pro Palette                 240000  
Tiefe des Umkartons               388 mm  
Breite des Umkartons              378 mm  
Höhe des Umkartons               215 mm  
Volumen des Umkartons           0,0315 cbm  
Gewicht des Produktes            0,001 kg  
Gewicht des Umkartons           5,37 kg  
EAN des Innenkartons            4038917274470  
EAN des Umkartons                4038917274463

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-05-07

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**