



Produktspezifikation
Eindrückstopfen, natur, passend für Röhren Ø
15,7 mm & Küvette 67.743

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 65.803
Artikelbeschreibung Eindrückstopfen, natur, passend für Röhren Ø 15,7 mm & Küvette 67.743, 1.000 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Verschluss Standardstopfen
Verschlussart Eindrückstopfen
Passend für Röhren Ø 15,7 mm & Küvette 67.743

Maße

Durchmesser 16,35 mm
Höhe des Produktes 20,45 mm

Material & Farben

Material des Produktes Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Produktes natur

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-04-27

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	5000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	5000
Stück pro Palette	210000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	250 mm
Volumen des Umkartons	0,0396 cbm
Gewicht des Produktes	0,0013 kg
Gewicht des Umkartons	7,1 kg
EAN des Innenkartons	4038917084192
EAN des Umkartons	4038917003056

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

