



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	73.1052
Artikelbeschreibung	Einhängegefäß, geeignet für Röhren und S-Monovette® Ø 15 mm, Material: PS, Länge: 23,5 mm, transparent, 500 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Passend für	Röhren und S-Monovette® Ø 15 mm
Bodenform	Spitzboden mit Stehrand

Maße

Durchmesser der Öffnung	11 mm
Länge des Produktes	23,5 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Einhängegefäß, geeignet für Röhren und
S-Monovette® Ø 15 mm, transparent

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	2000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	2000
Stück pro Palette	156000
Tiefe des Umkartons	428 mm
Breite des Umkartons	323 mm
Höhe des Umkartons	130 mm
Volumen des Umkartons	0,018 cbm
Gewicht des Produktes	0,0008 kg
Gewicht des Umkartons	2,02 kg
EAN des Innenkartons	4038917085151
EAN des Umkartons	4038917003834

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-06

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT