



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|--|
| Bestellnummer | 73.641 |
| Artikelbeschreibung | Probengefäß, geeignet für Autoanalyser, Material: PS, 1,5 ml, (LxØ): 24 x 14 mm, transparent, 1.000 Stück/Beutel |

Produkteigenschaften

| | |
|---------------|-----------------|
| Graduierung | nein |
| Verschlussart | Eindrückstopfen |
| Passend für | Autoanalyser |
| Bodenform | Spitzboden |

Maße

| | |
|-------------------------|--------|
| Volumen max | 1,5 ml |
| Durchmesser | 14 mm |
| Durchmesser der Öffnung | 8 mm |
| Höhe des Produktes | 24 mm |
| Länge des Produktes | 24 mm |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

| | |
|------------------------|-----------------|
| Material des Produktes | Polystyrol (PS) |
| Farbe des Produktes | transparent |

Reinheit & Zertifizierung

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Produktkategorie | In vitro-Diagnostikum, CE |
| CE-Zertifizierung | CE |
| Chargiert | ja |

Verpackung

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 5000 |
| Kleinste Unterverpackung | Beutel |
| Stück pro Innenkarton | 1000 |
| Stück pro Umkarton | 5000 |
| Stück pro Palette | 210000 |
| Tiefe des Umkartons | 388 mm |
| Breite des Umkartons | 378 mm |
| Höhe des Umkartons | 250 mm |
| Volumen des Umkartons | 0,0367 cbm |
| Gewicht des Produktes | 0,001 kg |
| Gewicht des Umkartons | 5,37 kg |
| EAN des Innenkartons | 4038917083072 |
| EAN des Umkartons | 4038917002042 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

