



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|---|
| Bestellnummer | 73.650.500 |
| Artikelbeschreibung | Probengefäß, geeignet für Coulter Counter, Verschluss beiliegend, Material: PS, (LxØ): 60 x 34 mm, 250 Stück/Beutel |

Produkteigenschaften

| | |
|---------------|-----------------|
| Graduierung | nein |
| Verschlussart | Eindrückstopfen |
| Passend für | Coulter Counter |
| Bodenform | Flachboden |

Maße

| | |
|-------------------------|-------|
| Durchmesser | 34 mm |
| Durchmesser der Öffnung | 12 mm |
| Länge des Produktes | 60 mm |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Material des Produktes | Polystyrol (PS) |
| Material des Verschlusses | Low Density Polyethylen (LD-PE) |

Reinheit & Zertifizierung

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Produktkategorie | In vitro-Diagnostikum, CE |
| CE-Zertifizierung | CE |
| Chargiert | ja |

Verpackung

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 500 |
| Kleinste Unterverpackung | Beutel |
| Stück pro Innenkarton | 250 |
| Stück pro Umkarton | 500 |
| Stück pro Palette | 18000 |
| Tiefe des Umkartons | 398 mm |
| Breite des Umkartons | 398 mm |
| Höhe des Umkartons | 300 mm |
| Volumen des Umkartons | 0,0475 cbm |
| Gewicht des Produktes | 0,0077 kg |
| Gewicht des Umkartons | 4,51 kg |
| EAN des Innenkartons | 4038917157841 |
| EAN des Umkartons | 4038917157834 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

