



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	73.666
Artikelbeschreibung	Probengefäß, geeignet für Hitachi Analysen-Automat, Material: PS, 2 ml, (LxØ): 38 x 17 mm, transparent, 5.000 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Eindrückstopfen
Passend für	Hitachi Analysen-Automat
Bodenform	Spitzboden

Maße

Volumen max	2 ml
Durchmesser	17 mm
Durchmesser der Öffnung	10 mm
Höhe des Produktes	38 mm
Länge des Produktes	38 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Probengefäß, geeignet für Hitachi
Analysen-Automat, transparent

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	5000
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	5000
Stück pro Palette	150000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	340 mm
Volumen des Umkartons	0,0539 cbm
Gewicht des Produktes	0,0017 kg
Gewicht des Umkartons	9,3 kg
EAN des Innenkartons	4038917083225
EAN des Umkartons	4038917002172

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-04

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT