



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	95.1005
Artikelbeschreibung	Wandhalter, für Einweg-Venenstaubinde tournistrip® (REF 95.1006)

Produkteigenschaften

Passend für	Einweg-Venenstaubinde tournistrip® (REF 95.1006)
-------------	--

Material & Farben

Material des Produktes	Metall
------------------------	--------

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	1
Stück pro Palette	324
Tiefe des Umkartons	268 mm
Breite des Umkartons	191 mm
Höhe des Umkartons	100 mm
Volumen des Umkartons	0,0051 cbm
Gewicht des Produktes	0,21 kg
Gewicht des Umkartons	0,33 kg
EAN des Innenkartons	4038917348560
EAN des Umkartons	4038917348553

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

