



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 95.1007.001
Artikelbeschreibung Venenstaubinde, Material: PL, latexfrei, 1 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Farbe Druck/Etikett weiß
Anwendungsbereich venöse Blutentnahme

Material & Farben

Material des Produktes Polyester (PL)
Farbe des Produktes rot

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie Medizinprodukt
CE-Zertifizierung CE Lieferant
Latexfrei ja
Chargiert nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	200
Stück pro Palette	12800
Tiefe des Umkartons	330 mm
Breite des Umkartons	330 mm
Höhe des Umkartons	220 mm
Volumen des Umkartons	0,024 cbm
Gewicht des Produktes	0,0306 kg
Gewicht des Umkartons	6,86 kg
EAN des Innenkartons	4260150884707
EAN des Umkartons	4260150884806

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

