

Produktspezifikation Venenstaubinde

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 95.1007

Artikelbeschreibung Venenstaubinde, Material: PA, 1 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Farbe Druck/Etikett weiß

Anwendungsbereich venöse Blutentnahme

Material & Farben

Material des Produktes Polyamid (PA)

Farbe des Produktes rot

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie Medizinprodukt CE-Zertifizierung CE Lieferant

Latexfrei nein Chargiert nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.



Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1

Kleinste Unterverpackung Beutel

Stück pro Innenkarton

Stück pro Umkarton 200
Stück pro Palette 12800
Tiefe des Umkartons 330 mm
Breite des Umkartons 330 mm
Höhe des Umkartons 220 mm
Volumen des Umkartons 0,024 cbm
Gewicht des Produktes 0,0294 kg

Gewicht des Umkartons 7 kg

EAN des Innenkartons 4260150884301 EAN des Umkartons 4260150884400

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

