



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	95.1008
Artikelbeschreibung	Ein-Patienten-Staubinde, Material: Polymer, latexfrei, 25 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Anwendungsbereich	venöse Blutentnahme
-------------------	---------------------

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polymer
Farbe des Produktes	gelb

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	Medizinprodukt
CE-Zertifizierung	CE Lieferant
Latexfrei	ja
Chargiert	ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





## **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	25
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	25
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	8000
Tiefe des Umkartons	390 mm
Breite des Umkartons	230 mm
Höhe des Umkartons	560 mm
Volumen des Umkartons	0,0502 cbm
Gewicht des Produktes	0,0087 kg
Gewicht des Umkartons	5,2 kg
EAN des Innenkartons	5060728810201
EAN des Umkartons	5060728810218

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

