



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	95.902
Artikelbeschreibung	Post-Transportverpackung, Anwendung z.B.: Außenverpackung gemäß P 650/ ADR, flache Ausführung, (LxBxH): 220 x 170 x 40 mm, für diagnostische Proben, fasst 1 bis 4 Versandgefäße/-flaschen bis zu einem Durchmesser von 30 mm, beiliegende Schaumfolien-Tasche, 50 Stück/Karton
UN-Prüfnummer	ja

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	schwarz
Ausführung	flache Ausführung
Anwendungsbeispiel	Außenverpackung gemäß P 650/ ADR
Passend für	diagnostische Proben

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Maße

Breite des Produktes	170 mm
Höhe des Produktes	40 mm
Länge des Produktes	220 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Pappe
Farbe des Produktes	braun

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	P 650, IATA, ADR
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	50
Art der Innenverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Karton	50
Stück pro Palette	2400
Tiefe des Umkartons	488 mm
Breite des Umkartons	401 mm
Höhe des Umkartons	145 mm
Volumen des Umkartons	0,0284 cbm
Gewicht des Produktes	0,0679 kg
Gewicht des Umkartons	3,86 kg
EAN des Innenkartons	4038917084574
EAN des Umkartons	4038917069854

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

